

# Mobility Research blir Rehab-Partner



Med mer än 16 år inom rehabiliteringsbranschen har vi bytt namn från Mobility Research till Rehab-Partner, och i samband med detta erbjuder vi en 10% rabatt på hela sortimentet. Om ni funderar över en investering hjälper vi gärna till med att klargöra era frågor, och erbjuder demonstration, utbildning och gratis testning av produkterna med era patienter / klienter innan ni investerar. Således kan vi säkerställa att ni får rätt lösning med den bästa starten.

Med gratis testning får du svar på alla dina frågor om produkternas relevans för eran verksamhet och målgrupp. Vi erbjuder råd, demonstration, genomgång och testning gratis. NuStep genomgång över funktioner / inställningar ca 30 min sedan 2-veckors testperiod. LiteGait genomgång / undervisning inklusive testning & träning med 2-3 av era patienter / klienter ca 3 timmar sedan 3-veckors testperiod.

Kontakta oss på tfn: +46 76 311 9331 eller via e-post: [wmu@rehab-partner.se](mailto:wmu@rehab-partner.se)

Upp till 3 gånger effektivare än konventionell konditionsträningstrutrustning. Träna enstaka funktioner eller hela kroppen och får kondition, styrka och kross-koordinering samtidigt. NuStep är en multimasquin som passar till specialiserade neuro-rehabilitering, allmän rehabilitering, geriatrik, hjärt- & KOL rehab, träning av äldre och friskvård, m.fl.

Vi tillhandhåller 2 modeller, NuStep T4R & NuStep T5xr, kontakta oss för rådgivning om vilken modell passar bäst för er.

### NuStep T4r

- Variabel steglängd
- Friktionslöst motstånd med 10 olika inställningsmöjligheter
- Bekvämt, ergonomisk sits med arm- och ryggstöd
- Stolen är svängbar 360 grader
- Enkel, stor och lättläst LCD-display
- Fotremmar monterade på pedalerna för fixering av fötterna

Listpris 65 995,00kr

Spara 6 599kr

**Erbjudandepris 59 396,00**

Finansieringsavtal från 935kr / månad



### NuStep T5xr

- Lågt insteg och variabel steglängd
- Bekvämt ergonomisk sits med armstöd och justerbart ryggstöd
- Enkel, stor och lättläst digital display
- Lagring av träningsdata och export via USB, inbyggd pulsmätning och pulsprogram
- Möjlighet för XL-sits
- Fotremmar monterade på pedalerna för fixering av fötterna
- Justerbart handtag för in-/utåtrotation och fotpedal för dorsi/plantarflexion

Listpris 79 995,00

Spara 7 999kr

**Erbjudandepris 71 996,00**

Finansieringsavtal från 1 110kr / månad



  
Transforming Lives®



WellGrip handskar

Listpris 1 395kr

**Erbjudandepris 1 200kr**



Benstöd

Listpris 4 595kr

**Erbjudandepris 4 100kr**



Fotremmar - standard

på alla NuStep

Modeller	T4r	T5xr
Lågt insteg		X
Svängbar sits 360 grader	X	X
Sitshöjd i nivå med rullstol	X	X
Rotation i handtaget		X
Snabbstart utan display aktivering	X	X
Data exporteras via USB	X	X
Träningsprogram	2	13
Lagra upp till 200 användare		X
Polar pulsmätning	X	X
Max användarvikt kg	181	272

\*alla prisuppgifter är ex moms

LiteGait ger 100% säkerhet vilket möjliggör mångsidig, flexibel och funktionell träning. LiteGait utvecklas kontinuerligt av ett team fysioterapeuter, ingenjörer och forskare, och deras erfarenhet och vetenskapligt bevis är avgörande för utvecklingen. LiteGait är mer än bara ett verktyg, det är ett intelligent hjälpmedel för fysio- och arbetsterapeuten. Vi erbjuder web-baserade utbildningsresurser och genomför regelbundna live seminarier i Danmark, Sverige och resten av världen.

Se mer på vår webbplats: [www.rehab-partner.se](http://www.rehab-partner.se)



### LiteGait LG800

Integrerad FreeDome Roterbar gaffel 360 grader  
Flexfunktion för dynamisk viktavlastning

Avtagbar 3D handtag

1 st. sele.

Max patientvikt 200 kg. Max patienthöjd 216 cm.

Max patienthöjd 200 cm över löpband.

Elektrisk höjdjustering 800 mm.

**Obs** för denna modell är BiSym inte möjligt

Listpris 177 995,00

Inkl. 3 timmars undervisning vid leverans och

2 platser till nästkommande LiteGait-seminar

Spara 17 799,00kr

**Erbjudandepris 160 196,00**

Finansieringsavtal från 2 475kr / månad



### BiSym biofeedback system

Viktavlastning avläsas via elektroder i LiteGait oket, data skickas till surfplattan som kan monteras på LiteGait. Ger en snabb och enkel överblick för terapeuten och patienten att följa på skärmen under träning med direkt feedback. Mäter höger/ vänster och total avlastning i kg.

Kan eftermonteras, kontakta oss för mer information

### LiteGait LG900-flex Inkl. BiSym\*

BiSym biofeedback-system med surfplatta

Integrerat FreeDome, roterbar gaffel 360 grader

Flexfunktion för dynamisk viktavlastning

Avtagbar 3D-handtag

2 selar inkl. XL och Q-straps

Max patientvikt 225 kg. Max patienthöjd 230 cm.

Max patienthöjd 214 cm över löpband.

Elektrisk höjdjustering 900 mm

Listpris 224.995,00

Inkl. 3 timmars undervisning vid leverans och 2 platser till

nästkommande LiteGait-seminar

**Erbjudandepris 202 496,00**

Finansieringsavtal från 3 120kr / månad

Spara 22 499,0kr



**LiteGait**

\*alla prisuppgifter är ex moms

### LiteGait LG150K Integrerad FreeDome med flex-funktion

3D handtag, 1 selar och Q-straps

Max patientvikt 150 kg. Max patienthöjd 213 cm.

Elektrisk höjdjustering 70 cm. Enhetens totala höjd 238 cm.

Möjliga alternativ - BiSym, GaiterStool, parallellstång, 76 eller 86 cm bas.

Listpris 121 995,00

Inkl. 3 timmars undervisning vid leverans och 2 platser till nästkommande LiteGait-seminar

**Erbjudandepris 109 796,00**

Finansieringsavtal från 1 710 / månad



### Patenterad bäckensle för LiteGait

Finns i flera storlekar inkl. blöja sele för de minsta, samt krypsle för både vuxna och barn. Kontakta oss för priser.

Lätt att rengöra och tvätta.



För ni som behandlar de minsta från 0 - 154 cm.

### WalkAble LG50KX Integrated FreeDome med roterande gaffel 360

gr.

inkl. avtagbar Parallella stöd Stolpar & 2 selar.

Max patientvikt 50 kg, max patienthöjd 160 cm.

Elektrisk och manuell höjdjustering från 0-160 cm.

Enhetens totala höjd 178 cm.

Möjliga alternativ - GaiterStool, Q-straps.

Basstorlek 64, 69 eller 76 cm.


Listpris 65 995,00kr.

Inkl. 3 timmars undervisning vid leverans och 2 platser till nästkommande LiteGait-seminar

**Erbjudandepris 59 396,00**

Finansieringsavtal från 940 / månad

Spara 6 599,00kr.



\*alla prisuppgifter är ex moms

## BiSym vs GaitSens 2.0

Om du kombinerar träningen med BiSym i LiteGait och GaitSens inbyggt i löpbandet har du ett komplett gånganalyssystem inkl. balansmodul installerade på surfplattan



### BiSym biofeedback system

Viktavläsning avläses via elektroder i LiteGait oket kopplade till surfplattan som kan monteras på LiteGait. Ger en objektiv mätning av mängden och fördelningen av LiteGait stöd. Den unika designen av LiteGait systemet möjliggör full kontroll över stödet som patienten behöver på varje sida av kroppen. Ensidig svaghet eller tendenser kan enkelt korrigeras med BiSym som mäter det möjligen ojämna stödet.

Stödnivån visas grafiskt på en surfplatta i realtid och kan användas som feedback till patienten eller som en indikation på viktminskningen för terapeuten. All data sparas automatiskt och ger en korrekt bild av behovet av rehabilitering vid den givna tiden och utvecklingen över tid.

BiSym ingår vid köp av LG900, kontakta oss för priser och mer information

## GaitSens 2000

Sensorer installerade i ett GaitKeeper löpband skickar data till en medföljande surfplatta. Mät, bedöm och behandla patienten baserat på data om hastighet, kadens, svängtid, steglängd, stödbas och vikt bärande dynamik. Med en grafisk framställning av data som presenteras i Therapist View är det möjligt att identifiera asymmetrier i gångart snabbt och enkelt.

Samtida datavisning kan spelas in för uppspelning för senare patientgranskning. Hela eller delar av sessionen kan väljas för ytterligare dataanalys och rapportering, vilket möjliggör jämförelse av prestanda under olika förhållanden inom samma inspelning.

Omfattande rapporter tillhandahålls med steg och steglängd och tid, gångcykelfaser, vikt bärande, gångsymmetri, hastighet och kadens. Rapporter kan jämföras med tidigare sessioner för att visa framsteg över tid eller med normala parametrar.

Rapporter kan sparas och skrivas ut för att dokumentera och spåra ändringar över tid. Data kan också rapporteras för varje steg. Återkoppling kan ges till patienten om en vald parameter med enkla visuella och auditiva signaler. En inspelning av behandlingen med fullständig grafisk representation i Therapist View spelas in för att sedan spelas upp, och en rapport kan genereras från de insamlade data.

Balansbedömning, feedback och rapportering kan utföras med patienten stående var som helst på löpbandet oavsett riktning. Balansbedömning kan utföras för sway och targeting med justerbara parametrar. Balansrapporter kan skrivas ut och sparas, upp till 5 rapporter kan jämföras för att visa framsteg över tiden.



Våra GaitKeeper löpband & gåband är designade specifikt för rehabilitering med låg starthastighet, fjärrkontroll och justerbart, avtagbart stöd, detaljer som är viktiga när du använder löpbandet för gångträning. Alla GaitKeeper modeller kan utrustas med GaitSens gånganalys och biofeedbacksystem.

### GaitKeeper GKS22 löpband

- Löpband utvecklat för rehabilitering
- Låg starthastighet 0,2 –16 km / timme
- Avtagbakonsol
- Justerbar stöd Stolpar™ (pågående patent)
- Reversibel upp to 5 km / timme
- Stigning 0-15%
- Möjliga alternativ – GaitSens
- Listpris 65.000,00

**Erbjudandepreis 58 500,00**

Finansieringsavtal från 930kr / månad

Spara 6 500,00kr.



Spara 4 999,00kr



### GaitKeeper Mini gångband

- Fjärrkontroll för hastighetsjustering
- Avtagbart stöd
- Max användarvikt 160 kg
- Låg starthastighet 0,2 - 5 km / timme
- Storlek 107 x 64 cm, vikt 24 kg
- Möjliga alternativ – GaitSens
- Listpris 49 995,00

**Erbjudandepreis 44 996,00**

Finansieringsavtal från 725kr / månad

### GaitSens 2000 gånganalysystem

- Data överförs i realtid via Bluetooth
- Läser vikt bäring, tids- och stegparametrar
- Inbyggd balansmodul
- Anslut BiSym till LiteGait via samma surfplatta
- Inklusive programvara, databas med nuvarande analys, signalläsare och rapportgenerator
- Kan inbyggas i både GKS2200 och GKMini
- Listpris 49 995,00

**Erbjudandepreis 44 996,00**

Finansieringsavtal från 725kr / månad

Spara 4 999,00



\*alla prisuppgifter är ex moms