

Mobility Research bliver til Rehab-Partner



Med mere end 16 år i rehabiliteringsbranchen har vi skiftet navn fra Mobility Research Danmark til Rehab-Partner, i den forbindelse tilbyder vi –10% rabat på hele sortimentet. Går I med tankerne om at investere hjælper vi gerne med afklaring af Jeres spørgsmål, vi tilbyder fremvisning, træning og gratis afprøvning af produkterne hos jer, med Jeres patienter inden investering. Således sikre vi at I får den helt rigtige løsning med den bedste start.

Med gratis afprøvning får I svar på alle Jeres spørgsmål om hvorvidt produkterne er relevante i Jeres genoptræning, vi tilbyder rådgivning, fremvisning, gennemgang og afprøvning uden beregning.

Book os til et besøg på tlf: +45 8680 1807 eller kontakt os via mail: info@rehab-partner.dk

NuStep gennemgang af funktioner ca. 30 min. efterfulgt af afprøvning.

LiteGait undervisning ca. 3 timers med 2-3 af Jeres borgere/patienter efterfulgt af afprøvning.

Løbebånd gennemgang af funktioner ca. 30 min. efterfulgt af afprøvning.

Den amerikansk udviklede NuStep® er en optimal løsning. Kombinationen af en siddende crosstrainer og stepmaskin skaber tryghed og sikkerhed for patienten med en træningsform, der udfordrer både styrke, puls og krydskoordinering på det rette niveau. NuStep® træner kroppen gennem naturlige bevægelser, som styrker både arme, ben, overkrop og ryg. Både for terapeut og patient er det meget tilfredsstillende, at patienterne kan træne sikkert og på egen hånd med NuStep®. Den trygge stilling giver frihed for terapeuten til at kunne iagttage og vejlede – og for patienten betyder det mere træningstid.

NuStep T4r

fastmonteret sikkerhedsbælte & fodstraps.

Max bruger vægt 181 kg.

Sædet drejes 360 gr.

Data export via USB.

2 træningsprogrammer

Mål; 152 x 69 x H 115 cm.

Vejl. Udsalgspris dkk. 49.900,00 ekskl. Moms

Spar 4.900,00

Tilbud DKK 44.910,00 ekskl. Moms

Finansierings aftale fra DKK. 910,00 ekskl. Moms pr. mdr.



NuStep T5xr

fastmonteret sikkerhedsbælte & fodstraps.

Max bruger vægt 272 kg.

Sædet drejes 360 gr.

Lagring af data op 200 brugere

Data export via USB.

13 træningsprogrammer

2 træningstest programmer

Mål; 182 x 74 x H 117 cm.

Vejl. udsalgspris dkk. 59.900,00 ekskl. Moms

Spar 5.900,00

Tilbud DKK 53.910,00 ekskl. Moms

Finansierings aftale fra DKK. 1.130,00 ekskl. Moms pr. mdr.



NuStep
Transforming Lives®



WellGrip handkser

DKK 1.495,00

Tilbud DKK 1.200,00



Benstabilisator

DKK 3.100,00

Tilbud DKK 2.600,00



Fodstraps er inkl. på alle NuStep

Modeller	T4r	T5xr
Lav indstigning		X
Drejbart sæde 360 gr.	X	X
Sæde højde i niveau m. kørestol	X	X
Rotation i håndtag		X
Quick start uden display aktivering	X	X
Data eksport via USB	X	X
Træningsprogrammer	2	13
Mulighed for at lagre op til 200 brugere		X
Polar Hjerterefrekvens	X	X
Max bruger vægt kg	181	272

LiteGait® er udviklet i samarbejde med fysioterapeuter, deres patienter, og med udgangspunkt i forskning på området. For alle der arbejder med LiteGait® tilbyder vi personlige samt online træningsseminarer. Samtidig får du adgang til et internationalt forum af terapeuter, der bruger LiteGait® i deres dagligdag. Med LiteGait får du et redskab som udfordrer og udvikler patientens bevægelsesstrategier på præcis det udviklingsniveau hvor patienter befinder sig, uden at det på noget tidspunkt føles utrygt for patienten eller terapeuten.



LiteGait LG800

Integreret FreeDome, drejbar gaffel 360 grader

Flexfunktion for dynamisk vægtaflastning

Aftagelige 3D barre

1 stk. bækkensejl

Max patient vægt 200 kg. Max patient højde 216 cm.

Max patient højde 200 cm. Over løbebånd.

Elektrisk højde justering 800 mm.

OBS til denne model er BiSym ikke muligt

Vejl. Udsalgspris DKK 125.000,00 ekskl. Moms

Spar 12.500,00

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar.

Tilbud DKK 112.500,00 ekskl. Moms

Finansierings aftale fra DKK. 2.350,00 ekskl. Moms pr. mdr.



BiSym biofeedback system

Vægtaflæsning udlæses via elektroder i LiteGait gafflen til tablet som kan monteres på LiteGait. Giver et hurtigt og ubesværet overblik for terapeuten og patienten kan følge med på skærmen under træning med direkte feedback. Måler højre/venstre og total aflastningen i kg.

Kan eftermonteres, kontakt os for at hører nærmere

LiteGait LG900-flex Inkl. BiSym

Tablet baseret biofeedback system

Integreret FreeDome, drejbar gaffel 360 grader

Flexfunktion for dynamisk vægtaflastning

Aftagelige 3D barre

2 stk. Bækkensejl inkl. XL forlænger

Q-strap sæt

Max patient vægt 225 kg. Max patient højde 230 cm.

Max patient højde 214 cm. Over løbebånd.

Elektrisk højde justering 900 mm.

Vejl. Udsalgspris DKK. 159.000,00 ekskl. Moms

Spar 15.900,00

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar.

Tilbud DKK 143.100,00 ekskl. Moms

Finansierings aftale fra DKK. 3.080,00 ekskl. Moms pr. mdr.



Frihed for terapeuten.

Selvstændighed til patienten.

LiteGait LG150K-Flex

Integreret FreeDome & flexfunktion

Inkl. 3D barre, 1 sejl/seler & Q-straps.

Max patient vægt 150 kg. Max patient højde 213 cm.

Elektrisk højde justering 70 cm. Max højde på enhed 238 cm.

Mulige tilvalg; BiSym, GaiterStool, parrallel barre, 76 eller 86 cm. base.

Vejl. Udsalgspris DKK 89.000,00 ekskl. Moms

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar.

Tilbud DKK 78.500,00 ekskl. Moms

Spar 10.500,00



LiteGait



Pantenteret bækkensejl til LiteGait,

fås i flere størrelser, Ble-sejl til de mindste, samt kravle-sejl til både voksne & børn. Kontakt os for priser

Rengøringsvenligt og vaskbar.



LiteGait LG50K

WalkAble giver mulighed for en alsidig & sjov træning af balance, gang og kravle funktion.

Til dem der behandler de mindste fra 0 - 154 cm.

WalkAble LG50KX Integreret FreeDome (roterende gaffel 360 gr.)

Inkl. aftagelige Parallelle barre & 2 stk. bækkensejl.

Max patient vægt 50 kg. Max patient højde 154 cm.

Elektrisk og manuel højdejustering fra 0-154 cm.

Max højde på enhed 178 cm.


Mulige tilvalg; GaiterStool, Q-straps. Base str. 64, 69 eller 76 cm.

Vejl. Udsalgspris DKK 45.000,00 ekskl. Moms

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar.

Tilbud DKK 40.500,00 ekskl. Moms

Spar 4.500,00



WalkAble™

BiSym vs GaitSens 2.0

Kombinerer man træningen med BiSym i LiteGait og GaitSens indbygget i løbebåndet, har man et komplet ganganalyse system inkl. balancemodul samlet i én tablet.



BiSym biofeedback system

Vægtaflæsning udlæses via elektroder i LiteGait gaflen til tablet som kan monteres på LiteGait. Giver en objektiv måling af mængden og fordelingen af understøttelsen fra LiteGait. Det unikke design af LiteGait-systemet tillader fuldt kontrol af den støtte, patienten har brug for på hver side af kroppen. Ensidig svaghed eller tendenser kan let korrigeres, med BiSym måles den nødvendige støtte.

Støtteniveauet vises grafisk på en tablet i real time, og kan bruges som feedback til patienten eller som indikation på vægtaflastningen for terapeuten. Alle data gemmes automatisk og giver et nøjagtigt billede af genoptræningsbehovet på det givne tidspunkt og udviklingen over tid.

BiSym medfølger ved køb af LG900 kontakt os for priser og mere information

GaitSens 2000

Sensorer installeret i et GaitKeeper løbebånd sender data til en medfølgende tablet. Mål, vurder og behandel patienten ud fra data om hastighed, kadence, svingetid, skridt-længde, understøttelsesgrundlag og vægtbærende dynamik. Med en grafisk fremstilling af data præsenteret i Therapist View gives mulighed for hurtig og let identifikation af asymmetrier i gangbilledet.

Real time datavisning kan optages til afspilning for senere patientgennemgang. Hele eller sektioner af sessionen kan vælges til yderligere dataanalyse og rapportering, hvilket muliggør sammenligning af ydeevne under forskellige forhold inden for den samme optagelse.

Omfattende rapporter leveres med trin og skridtlængde og tid, gangcyklusfaser, vægtbæring, gangsymmetri, hastighed og kadence. Rapporter kan sammenlignes med tidligere sessioner for at demonstrere fremskridt over tid. Rapporter kan gemmes og udskrives til dokumentation og sporing af ændringer over tid. Rådata kan også rapporteres for hvert skridt. Der kan gives feedback til patienten om en valgt parameter med enkle visuelle og auditive signaler. En optagelse af behandlingen med fuld grafisk fremstilling i Therapist View registreres for at blive afspillet, og der kan genereres en rapport fra de indsamlede data.

Balancevurdering, feedback og rapportering kan udføres med patienten stående hvor som helst på løbebåndet uanset retning. Balancevurdering kan udføres via Sway eller Targeting test, med justerbare parametre. Balancerapporter kan udskrives og gemmes, op til 5 rapporter kan sammenlignes for at vise fremskridt over tid.



Løbebåndene er udviklet til rehabilitering, og har derfor en meget brugervenlig opsætning. GKS22 med aftageligt display og bredde og højde justerbare barre, midterstribe, reverse/baglæns funktion samt langsom start hastighed 0,2 km/t. GaitKeeper® Mini er et lille og kompakt gangbånd med en total vægt på 22,7 kg, hvilket gør det til markedets mindste og mest fleksible gangtræningsbånd. Løbebåndene er ideelle til træning med og uden LiteGait

GaitKeeper GKS22 løbebånd

Medicinsk løbebånd udviklet til rehabilitering

Lav start 0,2 —16 km/t

Aftagelig display/consol

Justerbar barre™ (patent pending)

Baglæns/reverse 5 km/t

Stigning 0-15%

Mulig tilvalg; GaitSens

Vejl. Udsalgspris dkk. 48.750,00 ekskl. Moms

Spar 4.875,00

Tilbud DKK 43.875,00 ekskl. Moms

Finansieret fra DKK. 910,00 ekskl. Moms pr. mdr.



Spar 3.750,00



GaitKeeper 21" Mini gangbånd

Fjernbetjening til hastighedsjustering

Aftagelige barre

Max bruger vægt 160 kg.

Lav start hastighed 0,2 - 5 km/t.

Str. 107 x 64 cm. Vægt 24 kg.

Mulig tilvalg; GaitSens

Vejl. Udsalgspris dkk. 36.750,00 ekskl. Moms

Tilbud DKK 33.000,00 ekskl. Moms

Finansieret fra DKK. 695,00 ekskl. Moms pr. mdr.

GaitSens 2000

Ganganalyse system indbygget i løbebåndet

Data overføres i realtime via Bluetooth

Udlæses vægtbæring, tid og skridt parametre

Indbygget balance modul

Tilkoble BiSym på LiteGait via samme tablet for komplet analyse

Inklusiv software, database med nutids analyse, signal aflæser og

rapport generator. Kan indbygges i både GKS2200 og GKMini

Vejl. Udsalgspris dkk. 38.750,00 ekskl. Moms

Spar 4.750,00

Tilbud DKK 34.000,00 ekskl. Moms

Finansieret fra DKK. 738,00 ekskl. Moms pr. mdr.

