

T6_{PRO}



- Lav indstigning
- Drejbart sæde 360 gr.
- Sæde højde i niveau m. kørestol
- Rotation i håndtag
- Quick start
- Data eksport via USB eller bluetooth
- 15 Træningsnivaauer
- Mulighed for lagring af brugere
- Polar Hjerterefrekvens via bluetooth
- Max bruger vægt 227 kg.



Øverst stor touch skærm med mulighed for interaktiv træning, træningspartner, Quick start og adgang til træning apps.
Nederst lille skærm med træningsdata, tid, hastighed, distance, forbrænding, modstandsniveau og puls.



Extra bred fodpedal med fodstropper



StrideLock® Låser håndtag & pedaler



Komfortsæde med justerbar ryglæn

NuStep T6pro Vejl. Pris dkk. 68.900,00

Transforming Lives®

Den amerikanske udviklede NuStep® er en optimal løsning, patienterne kan træne sikkert og på egen hånd. Kombinationen af en siddende crosstrainer og stepmaskine skaber tryghed og sikkerhed for patienten med en træningsform, der udfordrer både styrke, puls og krydskoordinering på det rette niveau. NuStep® træner kroppen gennem naturlige bevægelser, som styrker både arme, ben, overkrop og ryg. Den trygge træning giver frihed for terapeuterne til at kunne iagttage og vejlede – og for patienten betyder det mere træningstid.

Modeller	T4r	T5xr	T6pro
Lav indstigning		X	X
Drejbart sæde 360 gr.	X	X	X
Sæde højde i niveau m. kørestol	X	X	X
Rotation i håndtag		X	X
Quick start uden display aktivering	X	X	X
Interaktivt display / adgang til træning apps			X
Træningspartner	X	X	X
Data eksport via USB (T6pro bluetooth)	X	X	X
Træningsprogrammer	2	13	2
Mulighed for at lagre brugere		X	X
Polar Hjerterefrekvens (T6pro bluetooth)	X	X	X
Max bruger vægt kg	181	272	227



NuStep T4r

Fastmonteret sikkerhedsbælte & fodstropper.
 Max bruger vægt 181 kg.
 Sædet drejes 360 gr.
 Data export via USB.
 2 træningsprogrammer
 Mål; 152 x 69 x H 115 cm.
 Vejl. Udsalgspris dkk. 51.900,00



NuStep T5xr

Fastmonteret sikkerhedsbælte & fodstropper.
 Max bruger vægt 272 kg.
 Sædet drejes 360 gr.
 Lagring af data op 200 brugere
 Data export via USB.
 13 træningsprogrammer
 2 træningstest programmer
 Mål; 182 x 74 x H 117 cm.
 Vejl. udsalgspris dkk. 62.950,00



NuStep T6pro

Fastmonteret fodstropper & Dorsiflex pedaler
 Max bruger vægt 227 kg.
 Sædet drejes 360 gr.
 Stor touch skærm med interaktive træner
 Lagring af data
 Data export via USB & bluetooth
 Adgang til trænings apps
 Mål; 182 x 74 x H 117 cm.
 Vejl. udsalgspris dkk. 68.900,00

*her tages forbehold for tastefejl & akutte prisstigninger