

REHAB PARTNER HÖSTKAMPANJ

Priserna gäller t.o.m. 2023-12-31



NuStep T4r

Fastmonterade fotremmar, möjligt tillval av säkerhetsbälte. Roterbart sätte 360 gr
Max användarvikt 181 kg
Data export via USB, 2 träningsprogram
Mått - 152 x 69 x H 115 cm
Listpris 79 995,00kr
Erbjudandepris 73 995,00kr
Leasing från 1485kr / månad



NuStep T5xr

Fastmonterade fotremmar & dorsi-/plantarflex pedaler. Max användarvikt 272 kg
Roterbart sätte 360 grader
Lagring av data med export via USB
13 träningsprogram, 2 testprotokoll program 15 belastningsnivåer, mått - 182 x 74 x H 117 cm
Listpris 99 995,00kr
Erbjudandepris 92 995,00kr
Leasing från 1865kr / månad



NuStep T6pro

Fastmonterade fotremmar & dorsi-/plantarflex pedaler. Max användarvikt 227 kg
Roterbart sätte 360 grader
Stor touchskärm & interaktiva träningsprogram
Lagring av data med export via USB & bluetooth
15 belastningsnivåer, mått - 182 x 74 x H 117 cm
Listpris 107 995,00kr
Erbjudandepris 99 995,00kr
Leasing från 2000kr / månad



Transforming Lives®

LiteGait LG900-flex Inkl. NY intelligent BiSym

NYHET intelligent helautomatiskt styrsystem med biofeedback. Integrerat FreeDome, oket roterbart 360 grader
Inbyggd flexfunktion för dynamisk viktavlastning
Avtagbara 3D armstöd, 2 st bäckenselar inkl XL förlängning & Q-straps. Max patientvikt 225 kg, max patientlängd 230 cm
Listpris 289 995,00kr
Inkl 3 timmars undervisning vid leverans & 2 gratis platser till LiteGait seminar
Erbjudandepris 269 995,00kr
Leasing från 5400kr / månad



GaitKeeper GKS22 löpband

Medicinskt löpband utvecklat till rehabilitering
Låg starthastighet 0,2 — 16 km/t
Avtagbar display & justerbara armstöd
Revers upp till 5 km/t, stigning 0-15%
Möjligt tillval - GaitSens
Listpris 95 500,00kr
Erbjudandespris 87 495,00kr
Leasing från 1750kr / månad



NY BiSym

Helautomatisk biofeedback

Viktavlastning avläses av sensorer i LiteGait & syns via surfplattan. Helautomatiskt, dynamiskt stöd och avlastning under hela träningspass efter förvald målsättning. Perfekt till balans- & gångträning.



LiteGait®

Komplett gånganalysystem

BiSym & GaitSens kan installeras på samma surfplatta för komplett analys. Inklusiv mjukvara, databas med realtidsanalys, signal avläsare och rapport generator.

*alla prisuppgifter är ex moms

GaitSens 2000

Gånganalysystem inbyggt i löpbandet. Data överförs i realtid via Bluetooth & läser av vikt bäring, tid och stegparameter.
Kan inbyggas i både GKS22 och GKMini.
Listpris 65 500,00kr
Erbjudandepris 59 995,00



LiteGait LG800

Integrerat FreeDome, oket roterbart 360 grader
inbyggd flexfunktion för dynamisk avlastning
Avtagbara 3D armstöd, 1 st bäckensele & Q-straps
Max patientvikt 150 kg, max patientlängd 208 cm
Möjligt tillval - extra sele
OBS - BiSym icke tillgänglig för denna modell
Listpris 216 995,00kr
Inkl 3 timmars undervisning vid leverans
& 2 gratis platser till LiteGait seminar
Erbjudandepris 199 995,00kr
Leasing från 3575kr / månad



LiteGait LG150k

Integrerat FreeDome, oket roterbart 360 grader
Inbyggd flexfunktion för dynamisk avlastning
Avtagbara 3D armstöd, 1 st bäckensele & Q-straps
Max patientvikt 150 kg, max patientlängd 208 cm
Möjligt tillval - BiSym, extra sele
Listpris 144 995,00kr
Inkl 3 timmars undervisning vid leverans &
2 gratis platser till LiteGait seminar
Erbjudandepris 134 995,00kr
Leasing från 2425kr / månad



GaitKeeper GKMini gångband

Låg starthastighet 0,2 —5 km/t
Avtagbart armstöd, fjärrkontroll
Möjligt tillval - GaitSens
Listpris 65 995,00kr ex moms
Erbjudandespris 58 495,00kr
Leasing från 1175kr / månad



Treax Pads

Innovativt träningssystem
Visuell biofeedback
Skapa kreativa & utmanande övningar
Lätt att rengöra
Väggstavla för montering på väggen



Liten uppsättning (6 stycken pads) – ~~27495kr~~ – **24995kr**
Medium uppsättning (9 stycken pads) – ~~38995kr~~ – **35495kr**
Stor uppsättning (12 stycken pads) – ~~49995kr~~ – **45495kr**
Wallboard (väggstavla) – ~~8495kr~~ – **7495kr**
Paketpris (6 pads + Wallboard) – ~~34995kr~~ – **32495kr**
Paketpris (9 pads + Wallboard) – ~~45995kr~~ – **42495kr**
Paketpris (12 pads + Wallboard) – ~~55995kr~~ – **51495kr**



*alla prisuppgifter är ex moms