



REHAB-PARTNER

Skab resultater for dine patienter




Intens Visuel Simulator IVS3® & IVS4®

IVS fremmer hjernens plasticitet, udviklet ud fra de seneste videnskabelige beviser inden for neurovidenskaben, i tæt samarbejde med terapeuter og læger. Syn spiller en væsentlig rolle i det tidlige stadie af rekonstruktion af kropsbillede og motorstyring med en intens fordybelse. IVS giver patienten mulighed for at reintegrere de sunde funktionelle lemmer og fokusere på udførelse af bevægelse.

Dessintey står bag udviklingen af de patenterede systemer IVS3 & IVS4, enkle og effektive teknologier indenfor rehabilitering. IVS-teknologi kombinerer et højt niveau af klinisk evidens om motorisk restitution og smertebehandling. Dessintey's IVS3® & IVS4® er en patenteret teknologi til udførelse af visuomotorisk simuleringstræning.

baseret på spejterapi—handlingsobservation—motorik billedprincippet



IVS3® Overekstremitet

Baseret på de grundlæggende principper for visuomotorisk simuleringens uddannelse. Der erstatter billedet af den lammede arm med et positivt billede af bevægelse udført af den raske arm. Genindførelse af sammenhæng mellem, hvad patienten har til hensigt at gøre, og hvilke fornemmelser de opfatter, tilskynder til genlæring. IVS3® er en unik teknologi dedikeret til motorisk planlægning og central kontrol af bevægelse.

IVS3® vejledende udsalgspris dkk. 365.000,00

KAMPAGNEPRIS DKK 320.000,00

Ved køb medfølger 3 timers oplæring med patienter, 2 års garanti og adgang til software opdatering

IVS4® Underekstremitet

Tilpasset til kørestole der giver patienterne mulighed for at arbejde siddende og lære grundlæggende bevægelser med kompleks koordination. Derefter stående for at fokusere på en funktionel tilgang til balance og gang. IVS4® er baseret på de grundlæggende principper for visuomotorisk simulations-træning. Der erstatter billedet af det lammede ben med et positivt billede af bevægelser udført af det raske ben. Genindførelse af sammenhæng mellem, hvad patienten har til hensigt at gøre, og hvilke fornemmelser de opfatter, tilskynder til genlæring.

IVS4® vejledende udsalgspris dkk. 435.000,00

KAMPAGNEPRIS DKK 390.000,00

Ved køb medfølger 3 timers oplæring med patienter, 2 års garanti og adgang til software opdatering.



IVS Intens Visuel Simulering, positiv visuel feedback fremmer genlæring. For mange patienter med f.eks. slagtilfælde eller CRPS er handlings-planlægningen ændret eller ikke-eksisterende. De mister bevidstheden om deres egen krop, men også hukommelsen om motoriske funktioner. "At se en bevægelse er næsten som at udføre den."

NuStep® er kombinationen af en siddende crosstrainer og stepmaskine der skaber tryghed og sikkerhed for patienten. Her opnås en træningsform, der udfordrer både styrke, puls og krydskoordinering på det rette niveau. NuStep® træner kroppen gennem naturlige bevægelser, som styrker både arme, ben, overkrop og ryg. Både for terapeut og patient er det meget tilfredsstillende, at patienterne kan træne sikkert og på egen hånd.



NuStep T4r

fastmonteret fodstraps.
Max bruger vægt 181 kg.
Sædet drejes 360 gr.
Data export via USB.
2 træningsprogrammer
Mål; 152 x 69 x H 115 cm.
Vejl. Udsalgspris dkk. 52.900,00 ekskl. Moms

KAMPAGNEPRIS DKK 43.000,00



NuStep T5xr

fastmonteret sikkerhedsbælte & fodstraps.
Dorsiflex pedaler.
Max bruger vægt 272 kg.
Sædet drejes 360 gr.
Lagring af data op 200 brugere
Data export via USB.
13 træningsprogrammer
2 træningstest programmer
Mål; 182 x 74 x H 117 cm.
Vejl. udsalgspris dkk. 65.000,00 ekskl. Moms

KAMPAGNEPRIS DKK 55.000,00




NuStep T6pro

Fastmonteret fodstraps & dorsiflex pedaler.
Max bruger vægt 227 kg.
Sædet drejes 360 gr.
Stor touch skærm med interaktive træner. Lagring af data
Data export via USB & bluetooth
Adgang til trænings apps
Mål; 182 x 74 x H 117 cm.
Vejl. udsalgspris dkk. 71.000,00

KAMPAGNEPRIS DKK 60.000,00



WellGrip handkser
DKK 1.500,00
Tilbud DKK 1.200,00



Benstabilisator
DKK 3.600,00
Tilbud DKK 3.200,00



Fodstraps er inkl. på alle NuStep

Modeller	T4r	T5xr	T6pro
Lav indstigning		X	X
Drejbart sæde 360 gr.	X	X	X
Sæde højde i niveau m. kørestol	X	X	X
Rotation i håndtag		X	X
Quick start uden display aktivering	X	X	X
Interaktivt display / adgang til træning apps			X
Træningspartner	X	X	X
Data eksport via USB (T6pro bluetooth)	X	X	X
Træningsprogrammer	2	13	2
Mulighed for at lagre brugere		X	X
Polar Hjerterefrekvens (T6pro bluetooth)	X	X	X
Max bruger vægt kg	181	272	227

LiteGait® er udviklet i samarbejde med fysioterapeuter, patienter, og med udgangspunkt i forskning på området. For alle der arbejder med LiteGait® tilbyder vi personlige samt online træningsseminarer. Samtidig får du adgang til et internationalt forum af terapeuter, der bruger LiteGait® i deres dagligdag. Med LiteGait får du et redskab som udfordrer og udvikler patientens bevægelsesstrategier på præcis det udviklingsniveau hvor patienter befinder sig, uden at det på noget tidspunkt føles utrygt for patienten eller terapeuten.

LiteGait LG900-flex Inkl. intelligent BiSym

Intelligent, fuldautomatisk styresystem med biofeedback inkl. tablet

Integreret FreeDome, drejbar gaffel 360 grader

Flexfunktion for dynamisk vægtaflastning

Aftagelige 3D barre

2 stk. Bækkensejl inkl. XL forlænger, Q-strap sæt

Max patient vægt 225 kg. Max patient højde 230 cm.

Max patient højde 214 cm. Over løbebånd.

Elektrisk højde justering 900 mm.

Vejl. Udsalgspris DKK. 190.000,00 ekskl. Moms

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar.

KAMPAGNEPRIS DKK 170.000,00



Intelligent BiSym

Fuldautomatisk styresystem med biofeedback. Vægtaflæsning udlæses via elektroder i LiteGait gaflen til tablet, som kan monteres på LiteGait. Fuldautomatisk efter fastsat målsætning, støtter og aflaster dynamisk under hele træningen. Giver et hurtigt og ubesværet overblik for terapeuten og patienten kan følge med på skærmen under træning med direkte feedback. Perfekt til balance & gangtræning.

Kan eftermonteres, kontakt os for at hører nærmere



LiteGait LG700

Integreret FreeDome & flexfunktion

Inkl. 3D barre, 1 sejl/seler & Q-straps.

Max patient vægt 150 kg. Max patient højde 213 cm.

Elektrisk højde justering 70 cm. Max højde på enhed 238 cm.

Mulige tilvalg; BiSym, GaiterStool, parrallel barre, 76 eller 86 cm. base.

Vejl. Udsalgspris DKK 99.500,00 ekskl. Moms

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar.

KAMPAGNEPRIS DKK 89.550,00





LiteGait LG800

Integreret FreeDome, drejbar gaffel 360 grader

Flexfunktion for dynamisk vægtaflastning

Aftagelige 3D barre

1 stk. bækkensejl

Max patient vægt 200 kg. Max patient højde 216 cm.

Max patient højde 200 cm. Over løbebånd.

Elektrisk højde justering 800 mm.

OBS til denne model er BiSym ikke muligt

Vejl. Udsalgspris DKK 155.000,00 ekskl. Moms

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar.

KAMPAGNEPRIS DKK 140.000,00



Pantenteret bækkensejl til LiteGait

fås i flere størrelser, Ble-sejl til de mindste, samt kravle-sejl til både voksne & børn. Kontakt os for priser. Rengøringsvenligt og vaskbar.



LiteGait børn

WalkAble giver mulighed for en alsidig & sjov træning af balance, gang og kravle funktion.

Til dem der behandler de mindste fra 0 - 154 cm.



WalkAble™

WalkAble LG50KX med integreret FreeDome

Inkl. aftagelige Parallel barre & 2 stk. bækkensejl.

Max patient vægt 50 kg. Max patient højde 154 cm.

Elektrisk og manuel højdejustering fra 0-154 cm.

Max højde på enhed 178 cm.


Mulige tilvalg; GaiterStool, Q-straps.

Base str. 64, 69 eller 76 cm.

Vejl. Udsalgspris DKK 45.000,00 ekskl. Moms

Inkl. 3 timers undervisning ved levering & 2 fripladser til LiteGait seminar.

KAMPAGNEPRIS DKK 40.000,00



Løbebåndene GKS22 & GaitKeeper Mini er udviklet til rehabilitering, og har derfor en meget brugervenlig opsætning. Her er mulighed for at integrere GaitSens* i begge modeller.

GKS22 med aftageligt display og bredde og højde justerbare barre, midterstribe, reverse/baglæns funktion samt langsom start hastighed 0,2 km/t.

GaitKeeper® Mini er et lille og kompakt gangbånd med en total vægt på 22,7 kg, hvilket gør det til markedets mindste og mest fleksible gangtræningsbånd. Løbebåndene er ideelle til træning med og uden LiteGait.

GaitKeeper GKS22 løbebånd

Medicinsk løbebånd udviklet til rehabilitering

Lav start 0,2 —16 km/t

Aftagelig display/console

Justerbar barre™ (patent pending)

Baglæns/reverse 5 km/t Stigning 0-15%

Mulig tilvalg; GaitSens

Vejl. Udsalgspris dkk. 60.000,00 ekskl. Moms

KAMPAGNEPRIS DKK 55.000,00



***GaitSens 2000**

Ganganalyse system indbygget i løbebåndet

Data overføres i realtime via Bluetooth

Udlæses vægtbæring, tid og skridt parametre

Indbygget balance modul

Tilkoble BiSym på LiteGait via samme tablet for komplet analyse

Inklusiv software, database med nutids analyse, signal aflæser og

rapport generator. Kan indbygges i både GKS2200 og GKMini

Vejl. Udsalgspris dkk. 41.000,00 ekskl. Moms

KAMPAGNEPRIS DKK 37.000,00



GaitKeeper 21" Mini gangbånd

Str. 107 x 64 cm. Vægt 24 kg.

Fjernbetjening til hastighedsjustering

Aftagelige barre

Max bruger vægt 160 kg.

Lav start hastighed 0,2 - 5 km/t

Mulig tilvalg; GaitSens

Vejl. Udsalgspris dkk. 46.000,00 ekskl. Moms

KAMPAGNEPRIS DKK 41.500,00

Vores produkter er udvalgt ud fra funktionsværdi og kvalitet. Vores mål er at forbedre mulighederne for terapeuten med produkter der give gode resultater, i et sikkert miljø for patienten. Hermed frihed til terapeuten, selvstændighed til patienten.

Her er mulighed for at afprøve udstyret inden køb, ved køb leverer og underviser vi i produkterne. Efter køb tilbyder vi løbende undervisning og brush-up hos jer med jeres patienter. I er altid velkomne til at kontakte os på 86801807. Vi afholder seminar til Marts 2026 & vi håber på god tilslutning. Her er fokus på forskning, teori og træning i praksis, som nemt kan overføres og implementeres i den daglige træning.

Seminar Marts 2026

Heldagsseminar med teori og praksis i IVS spejltræning og vægtaflastende genoptræning med LiteGait.

Seminaret afholdes på engelsk og alle kan deltage, også de som ønsker at implementere teknikkerne til andet udstyr.

- 8.00-8.15 Participants Signing in.
- 8.15-9.30 Mirror box by Davy Luneau - Dessintey.
OE/UE - IVS3 and IVS4 Background, Theory and Strategy.
Patient 1 – OE, IVS3
Patient 2 – UE, IVS4
- 9.30-9.40 Short break
- LiteGait Seminar by Nechama Karman – Mobility Research
- 9.40-11.15 Litegait reasoning
Why LiteGait for Braininjuries
What we know about Learning and applicable Techniques
Research papers and outcomes
- 11.15-12.15 Gaitsens/ BiYym why is measuring and documentation important.
- 12.15-13.00 Lunch break
- 13.00-13.45 Patient 1 - Nechama.
- 13.45-14.30 Patient 2 - Nechama
- 14.30-15.15 Patient 3 - Nechama
- 15.15-16.00 Discussion and questions

Der tages forbehold for at her kan være ændringer i programmet.

Mandag den 9. marts: Brønderslev Neurorehabilitering

Tirsdag den 10. marts: Træning & Forebyggelse, Fredericia Kommune

Onsdag den 11. marts: ForenedeCare, Ringsted

Pris pr. Person dkk. 1.400,00

Ved tilmelding inden 31. December 2025 halv pris dkk. 700,00.

Ved køb af LiteGait indenfor de seneste 12 måneder medfølger 2 fripladser.

Kontakt os for tilmelding, endeligt program og praktiske informationer tlf 86801807.

Tilmelding fremsendes pr. mail: oplys navn på deltager, arbejdssted og EAN nr. Til e-mail: info@rehab-partner.dk

Phases of Gait

